

ALBUMINURIA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para detectar precozmente un daño renal en personas con diabetes o con hipertensión.

Preparacion Del Paciente :

Puede ser primera o segunda orina de la mañana.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 15-25 °C. 1 mes a 2 -8 °C. 6 meses a -20 °C.

Tipo De Muestra :

Orina parcial o 24 horas – 2mL

Sinonimo :

Microalbuminuria, Microalbúmina.

Examen : Albuminuria