

ANTICUERPOS ANTI-DNA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad en el diagnóstico de LES y el monitoreo tiene valor predictivo en recaídas de la enfermedad. Niveles elevados están asociados con lupus eritematoso sistémico en el 95% de los pacientes con actividad lúpica no tratada.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : MARTES Y VIERNES

Dias De Procesamiento : MARTES Y VIERNES

Interferencias :

Hemolisis y lipemia

Estabilidad Y Preparacion :

7 días de 2 a 8°C. 1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero a 500 ul

Sinonimo :

Anti DNA Doble Cadena, Anti DNA Nativo, Anti n-DNA, Anti-DNA, Anti-ds-DNA

Examen : ANTICUERPOS ANTI-DNA