

## ANTICUERPOS ANTI-SM

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

Evaluar pacientes con signos y síntomas de enfermedades del tejido conectivo en las que el resultado de anticuerpos anti nucleares (ANA) está positivo.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

Hemolisis y lipemia

#### Estabilidad Y Preparacion :

8 horas a 18-25°C. 2 días de 2 a 8°C. 2 meses a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero ≈ 500 uL

#### Sinonimo :

Autoanticuerpos Sm o Smith

**Examen :** ANTICUERPOS ANTI-SM