

ANTICUERPOS ANTI-SSA

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Presente en pacientes con Lupus, pacientes con Síndrome de Sjogren (70 – 100%) y Lupus Neonatal.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis y lipemia

Estabilidad Y Preparacion :

8 horas 18-25°C. 2 días de 2 a 8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero a 500 ul

Sinonimo :

Anti- SSA. anti- Ro

Examen : ANTICUERPOS ANTI-SSA (Ro)