

## BARBITURICOS

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clinica :

La detección de barbitúricos o de sus metabolitos en orina, indican exposición previa del paciente a dicha sustancia, es de utilidad en el diagnóstico de sobredosis.

Permanecen en el organismo de 24-48 horas posterior a la ingesta.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

—

#### Estabilidad Y Preparacion :

8 horas a 2-8°C. 48 horas a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Orina parcial – 10 mL

#### Sinonimo :

—

**Examen :** BARBITURICOS