

BETA 2 MICROGLOBULINA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

- Para ayudar a detectar un daño renal y para el seguimiento de la enfermedad renal.
- Para evaluar la severidad y el pronóstico de algunos tipos de cáncer, incluyendo el mieloma múltiple y el linfoma.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

72 horas a 2-8°C. 6 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1mL. Orina – 20mL.

Sinonimo :

B2M

Examen : BETA 2 MICROGLOBULINA