

CA 125

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para monitorizar el tratamiento del cáncer de ovario o detectar una recurrencia del mismo. Antes de iniciar el tratamiento del cáncer de ovario o si existe un riesgo elevado de desarrollar cáncer de ovario, y a intervalos durante el tratamiento y una vez finalizado.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

Estabilidad Y Preparacion :

5 días de 2 a 8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero o Plasma: 500 ul

Sinonimo :

Marcador tumoral CA-125, Antígeno carbohidrato 125

Examen : CA 125