

CA 19.9

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Se utiliza en el monitoreo de malignidades gastrointestinales, pancreáticas, hepáticas y colorrectales. Se utiliza para monitorear el tratamiento en pacientes con cáncer de páncreas.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis, ictericia o lipemia.

Estabilidad Y Preparacion :

2 días de 2 a 8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero o plasma – 500uL

Sinonimo :

Antígeno carbohidrato 19-9

Examen : CA 19-9