

CERULOPLASMINA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Investigación de pacientes con posibilidad de enfermedad de Wilson.

Preparacion Del Paciente :

No se requieren condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

7 dias a 18 -25°C. 60 dias a 2 – 8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1mL

Sinonimo :

Ferroxidasa

Examen : CERULOPLASMINA