

## CITOMEGALOVIRUS IgG – IgM

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

La prueba del citomegalovirus (CMV) se utiliza para determinar si una persona con signos y síntomas presenta una infección activa por CMV. A veces puede solicitarse para saber si una persona tuvo anteriormente una infección por el virus.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

#### Estabilidad Y Preparacion :

7 días T. ambiente. 4 semanas de 2 a 8°C. 3 meses a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero o Plasma: 500 ul

#### Sinonimo :

CMV IgG – IgM

**Examen :** CITOMEGALOVIRUS IgG - IgM