

COLESTEROL HDL-LDL-VLDL

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Evaluacion del riesgo cardiovascular.

Preparacion Del Paciente :

El paciente requiere ayuno de 8 a 12 horas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

El plasma con EDTA produce valores disminuidos.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 2 a 8°C. 1 mes a -60°C.

Tipo De Muestra :

Suero a 500 uL

Sinonimo :

—

Examen : COLESTEROL HDL-LDL-VLDL