

COLESTEROL

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Evaluación del riesgo cardiovascular.

Preparacion Del Paciente :

El paciente requiere ayuno de 8 a 12 horas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

No emplear plasma con citrato, oxalato o fluoruro.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 15 a 25 °C . 7 días a 2 a 8 °C. 3 meses a -20 °C.

Tipo De Muestra :

Suero a Plasma con Heparina de litio o EDTA: 500 ul.

Sinonimo :

COLESTEROLEMIA

Examen : COLESTEROL TOTAL