

COMPLEMENTO C3

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

La cuantificación de la fracción C3 permite detectar individuos con deficiencia innata de este factor, inmunodeficiencias y enfermedades con incremento en el consumo de complemento, como lupus eritematoso, hepatitis crónica activa, infecciones micóticas crónicas, malaria, meningitis, osteomielitis, septicemia Gram negativa, neumonía, glomerulonefritis postestreptocócica y membranoproliferativa, enfermedad renal, vasculitis, hemoglobinuria paroxística nocturna y shock, entre otras. También permite monitorear pacientes en tratamiento.

Preparacion Del Paciente :

Preferiblemente en ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

4 días a 15°–25°C. 8 días de 2°–8°C. 8 días a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero o Plasma con Heparina de litio: 500 ul

Sinonimo :

C3

Examen : COMPLEMENTO C3