

CREATININA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad para evaluar función renal y filtración glomerular.

Preparacion Del Paciente :

No hacer ejercicio hasta 24 horas previo a la toma de muestra.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

Suero/Plasma: 7 días a 15°C–25°C .7 días a 2°C–8°C. 3 meses a – 20°C.

Orina: 2 días a 15°C–25°C .6 días a 2°C–8°C. 6 meses a -20°C.

Mantener la orina de 24 horas en refrigeración durante la recolección. Orina de 24 Horas: Anotar diuresis.

Tipo De Muestra :

Suero – Plasma con Heparina de litio o EDTA : 500 ul.

Orina de 24 H – Orina parcial: 2 ml

Sinonimo :

CREATININA

Examen : CREATININA