

## Dengue, Antígeno NS-1

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

La proteína NS1 es detectable durante la fase aguda de las infecciones por el virus del dengue. Las pruebas de NS1 pueden ser tan sensibles como las pruebas moleculares durante los primeros 7 días de síntomas. Después del día 7, no se recomiendan las pruebas de NS1.

Un resultado positivo es indicativo de una infección por dengue, pero no brinda información sobre el serotipo. Si bien las pruebas combinadas de NS1 y anticuerpos IgM generalmente pueden brindar un resultado diagnóstico durante los primeros 7 días de enfermedad, se debe obtener una segunda muestra en la fase de convalecencia y someterla a la prueba de IgM cuando las pruebas de antígenos y de anticuerpos tengan resultados negativos.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

—

#### Estabilidad Y Preparacion :

3 días de 2-8°C

#### Tipo De Muestra :

Sangre total con EDTA

Suero y plasma con EDTA

#### Sinonimo :

—

**Examen :** DENGUE NS-1