

## DENGUE (IgG, IgM)

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad presuntiva, para la diferenciación entre infección primaria y secundaria, en pacientes sintomáticos. Para excluir la posibilidad de una infección aguda por virus dengue, las muestras deben ser recogidas, al menos, 7 días después del comienzo de los síntomas.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

Hemolisis y lipemia

#### Estabilidad Y Preparacion :

1 semana de 2 a 8°C. 2 meses a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero/plasma ≈ 500 uL

#### Sinonimo :

—

**Examen :** DENGUE, ANTICUERPOS IgG-IgM