

DIGOXINA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

La prueba es de gran utilidad en el monitoreo de pacientes en tratamiento, permite confirmar intoxicación por digital en pacientes de cardiología.

Preparacion Del Paciente :

Tomar la muestra de 8 a 12 horas después de la última dosis y en ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : 48 horas

Dias De Procesamiento : Diario (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

24 horas a 8°C. 1 semana a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 500uL

Sinonimo :

Lanoxina

Examen : DIGOXINA