

ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Diagnostico de hemoglobinopatías (beta-talasemia, algunas alfa-talasemias, drepanocitosis, etc.).

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Viernes

Dias De Procesamiento : Jueves

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 2 – 8°C.

Tipo De Muestra :

Sangre total con EDTA – 3 mL

Sinonimo :

–

Examen : ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA