

ELECTROFORESIS DE PROTEINAS

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Para diagnosticar y monitorizar el mieloma múltiple y toda una serie de condiciones que repercuten sobre la absorción, la producción y la pérdida de proteínas, como sucede en casos de enfermedades orgánicas graves y en alteraciones del estado nutricional.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Viernes

Dias De Procesamiento : Jueves

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

8 días a 2 °C. 1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero ≈ 500 uL.

Sinonimo :

Electroforesis de proteínas séricas

Examen : ELECTROFORESIS DE PROTEINAS