

## ENDOMISIALES, ANTICUERPOS IgA-IgG

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clinica :

La prueba es de utilidad para detectar los anticuerpos antiendomiso específicos para enteropatías sensibles al gluten como la enfermedad celíaca y dermatitis herpetiforme.

#### Preparacion Del Paciente :

El paciente debe estar consumiendo una dieta que contenga gluten, para medir la reacción a este anticuerpo.

**Tiempo Entrega Resultados :** 21 dias

**Dias De Procesamiento :** Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

#### Interferencias :

—

#### Estabilidad Y Preparacion :

72 horas a 18-25°C. 1 semana a 2-8°C. 1 año a -20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero – 2mL

#### Sinonimo :

—

**Examen :** ENDOMISIALES, ANTICUERPOS IgA-IgG