

EXTASIS

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

La prueba es de utilidad para detectar consumo de Éxtasis en pacientes que han entrado en contacto con la droga.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

3 días de 2–8°C. 1 semana a -20°C.

Tipo De Muestra :

Orina Parcial : 20 mL

Sinonimo :

MDMA

Examen : EXTASIS