

## FRAGILIDAD OSMOTICA

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clinica :

La prueba es de utilidad en el diagnóstico de anemia hemolítica.

#### Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** 24 horas despues de procesada

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

Hemolisis

#### Estabilidad Y Preparacion :

12 horas a 18-25°C.

Debe procesarse inmediatamente.

#### Tipo De Muestra :

Sangre con EDTA – 3mL

#### Sinonimo :

Fragilidad osmotica del eritrocito

**Examen :** FRAGILIDAD OSMOTICA