

## GLICEMIA

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

Los niveles de glucosa son utilizados para el diagnóstico y manejo de Diabetes Mellitus y de otros desórdenes del metabolismo de carbohidratos que incluyen Diabetes gestacional, hipoglicemia neonatal, hipoglicemia idiopática y carcinoma de islotes de Langerhans.

#### Preparacion Del Paciente :

Ayuno mínimo de 12 horas.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Dias De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

Muestras hemolizadas son inaceptables.

#### Estabilidad Y Preparacion :

Suero – Plasma: 8 horas a 15-25°C. 72 horas a 2-8°C.

Plasma con fluoruro: 24 horas a 15-25°C.

LCR debe analizarse inmediatamente o conservarse a 4-20°C.

#### Tipo De Muestra :

Suero – Plasma – LCR : 500 ul

#### Sinonimo :

Glucosa, Azúcar en sangre.

**Examen :** GLICEMIA