

HEMOPARASITOS

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Ayuda al diagnóstico de Malaria.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

Se aconseja tomar la muestra durante el episodio febril.

Tipo De Muestra :

Sangre total con EDTA – 500 uL.

Sinonimo :

Plasmodium vivax y/o falciparum en gota gruesa

Examen : HEMOPARASITOS