

# HIERRO, CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION

# **Description**

# Meta Fields Utilidad Clinica :

La prueba es de utilidad en conjunto con la determinación de hierro sérico, transferrina y ferritina en el estudio de cuadros de anemia y afecciones hepáticas.

### **Preparacion Del Paciente:**

Requiere ayuno de 12 horas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias:

La muestra debe tomarse en las horas de la mañana (Los valores en las tardes son más bajos). Sueros hemolizados son inaceptables.

#### **Estabilidad Y Preparacion:**

2 dÃas de 2 – 8°C.

#### Tipo De Muestra:

Suero - 1mL

Sinonimo:

CTFH, TIBC

Examen: HIERRO, CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION