

INMUNOGLOBULINA A

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para diagnóstico de déficit de IgA.

Preparación Del Paciente :

Requiere ayuno de 12 horas

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Días De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparación :

8 meses a 2-8°C. 8 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – Plasma con heparina de litio o EDTA: 500uL

Sinonimo :

IgA

Examen : INMUNOGLOBULINA A