

INMUNOGLOBULINA E

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Para diagnóstico de procesos alérgicos, evaluación de la atopia y otros desórdenes inmunológicos.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 2-8°C. 6 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero/plasma – 500uL

Sinonimo :

IgE

Examen : INMUNOGLOBULINA E