

INMUNOGLOBULINA M

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Evaluación de inmunidad humoral; diagnóstico y monitoreo de terapia en casos de macroglobulinemia de Waldenstrom o mieloma de células plasmáticas. Evaluar posibilidad de infecciones en útero y su agudeza.

Preparacion Del Paciente :

Ayuno de 12 horas

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

4 meses a 2-8°C. 6 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero o plasma con heparina de litio o EDTA: 500uL

Sinonimo :

IgM

Examen : INMUNOGLOBULINA M