

LDH – DESHIDROGENASA LACTICA

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

En conjunto con otras pruebas, cuando el médico sospecha la presencia de una enfermedad crónica o aguda que causa destrucción tisular o celular y quiere identificar la fuente de la lesión y monitorizar el problema.

Históricamente ha sido utilizada para ayudar al diagnóstico y monitorización del infarto de miocardio, pero actualmente ha sido totalmente reemplazada por la troponina.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Muestras hemolizadas son inaceptables.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días a 15 ± 25°C. 4 días de 2 ± 8°C. 6 semanas -20 °C.

Tipo De Muestra :

Suero ± Plasma con Heparina de litio : 500 ul

Sinonimo :

deshidrogenasa lactica, lactato Deshidrogenasa

Examen : LDH