

LKM ANTICUERPOS

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para diagnosticar una hepatitis autoinmune y distinguirla de otras causas de lesión hepática.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : MARTES Y VIERNES

Dias De Procesamiento : MARTES Y VIERNES

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

7 dias a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 500uL.

Sinonimo :

—

Examen : LKM ANTICUERPOS