

MERCURIO

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad para evaluar posible intoxicación aguda y para monitorear el grado de exposición crónica ocupacional.

Preparacion Del Paciente :

Recolectar la orina antes de empezar la jornada laboral y con 16 horas sin exposición.
Evitar el consumo de alimentos de mar y mariscos 48 horas antes de la recolección de la muestra.

Tiempo Entrega Resultados : 15 dias

Dias De Procesamiento : 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

1 mes a 2-8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Orina – 20mL

Sinonimo :

Hg

Examen : MERCURIO