

## METANFETAMINAS

### Description

#### Meta Fields

#### Utilidad Clínica :

Detección del consumo de drogas de este tipo.

#### Preparación Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

**Tiempo Entrega Resultados :** Diario

**Días De Procesamiento :** Diario

#### Interferencias :

—

#### Estabilidad Y Preparación :

3 días a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

Si la muestra presenta precipitado debe ser centrifugada.

#### Tipo De Muestra :

Orina – 20 mL

#### Sinonimo :

—

**Examen :** METANFETAMINAS