

OSMOLORIDAD URINARIA Y SERICA

Description

Meta Fields Utilidad Clinica :

Valoración del equilibrio electrolÃtico y osmótico.

Preparacion Del Paciente:

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 14 dias Dias De Procesamiento : Semanal

Interferencias:

_

Estabilidad Y Preparacion:

2 semanas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra:

Suero – 2 mL Orina – 20 mL

Sinonimo:

_

Examen: OSMOLORIDAD URINARIA Y SERICA