

PEPTIDO C

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para evaluar posibles insulinomas, y diferenciarlo de la administración exógena de insulina. Para monitorear pacientes que recibieron trasplante de páncreas o de islotes.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

24 horas de 2 – 8 °C.

30 días a -20 °C.

Tipo De Muestra :

- Suero: Esperar que se coagule la sangre y separar el suero inmediatamente.
- Sangre con EDTA: Centrifugar inmediatamente y separar el plasma
- Cantidad de muestra: 500 ul.

Sinonimo :

Peptido insulino-conector

Examen : PEPTIDO C