

PLOMO

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Prueba de tamizaje para exposición a plomo.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 10 días

Dias De Procesamiento : 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

2 semanas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Sangre con EDTA – 5mL

Sinonimo :

Pb

Examen : PLOMO