

PROTEINA S DE LA COAGULACION, FUNCIONAL

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Estudios episodios trombóticos y por antecedentes familiares, trombos durante el embarazo, CID, VIH, uso prolongado anti-trombóticos y warfarina.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 48 horas despues de su procesamiento

Dias De Procesamiento : 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

Estabilidad Y Preparacion :

2 meses a -20°C .

Tipo De Muestra :

Plasma citratado – 2mL

Sinonimo :

—

Examen : PROTEINA S DE LA COAGULACION, FUNCIONAL