

RA TEST

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Como ayuda al diagnóstico de la Artritis Reumatoide (AR) y del Síndrome de Sjögren.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Muestras hemolizadas son inaceptables.

Estabilidad Y Preparacion :

2 semanas a $2\text{--}8^{\circ}\text{C}$. 2 meses a -20°C .

Tipo De Muestra :

Suero, Plasma con Heparina de litio o EDTA: 500 ul

Sinonimo :

Factor Reumatoide, FR

Examen : RA TEST