

PLAQUETAS, RECuento

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para diagnosticar un trastorno del sangrado o una enfermedad de la médula ósea.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

No usar torniquete durante la venopunción.

Si la muestra no se toma en el laboratorio enviar dentro de las primeras 6 horas de tomada la muestra.

Tipo De Muestra :

Sangre total con EDTA " 1 ml

Sinonimo :

Trombocitos; Concentración o Recuento de Plaquetas

Examen : RECuento DE PLAQUETAS