

RENINA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Ástil para el diagnÁstico diferencial de hipertensiÁn. La renina estÁ suprimida en cerca del 90% de pacientes con sÁndrome de Conn (aldosteronismo). El uso mÁs corriente de la prueba de renina es para enfermedades renales unilaterales. Ciertos pacientes con diabetes mellitus e hipertensiÁn presentan baja renina y baja aldosterona.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Semanal

Dias De Procesamiento : Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

2 meses a -20°C.

Antes de realizar separaciÁn del plasma, evitar en todo momento refrigeraciÁn de la muestra para eliminar crioactivaciÁn de Proxena a Renina.

Tipo De Muestra :

Plasma – 2mL

Sinonimo :

–

Examen : RENINA TOTAL, CONCENTRACION