

SOMATOMEDINA C

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Para el diagnóstico de problemas de crecimiento, monitoreo de tratamientos con hGH recombinante, diagnóstico y seguimiento de acromegalia y gigantismo, monitoreo del estado nutricional, de ayuda en el diagnóstico de la deficiencia de hGH.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Martes y Viernes

Dias De Procesamiento : Martes y Viernes

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

1 día a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 500uL

Sinonimo :

IGF- 1 (Insulina como Factor de Crecimiento I)

Examen : SOMATOMEDINA C