

TEST DE TZANCK

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

El test de Tzanck es una herramienta util para verificar la infeccion por miembros de la familia herpesvirus.

Preparacion Del Paciente :

No aplicar cremas o medicamentos sobre la lesion.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Ninguna.

Estabilidad Y Preparacion :

Los extendidos deben colorearse preferiblemente antes de las 24 horas. Despues de coloreadas se pueden guardar indefinidamente.

Tipo De Muestra :

Extendido obtenido por impronta del contenido liquido de las vesiculas herpeticas o en su defecto por un raspado de la base de aquellas lesiones ulcero-costrosas.

Sinonimo :

—

Examen : Test de tzanck