

TIEMPO DE PROTROMBINA – PT

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Tiempos anormales pueden presentarse por anomalías congénitas o adquiridas. El tiempo de protrombina es empleado para monitorear pacientes con terapia anticoagulante con Warfarina de sodio (Cumadina).

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Sustancias como el alcohol pueden afectar a TP/INR. Los antibióticos, la aspirina y la cimetidina pueden aumentar el TP/INR. Los barbitúricos, los anticonceptivos orales y el tratamiento hormonal sustitutivo, y los suplementos de vitamina K (ya sea en forma de complejos multivitamínicos o suplementos nutricionales líquidos) pueden disminuir el TP.

Estabilidad Y Preparacion :

2 horas a 20-22°C. 2 semanas a -20°C.

Tipo De Muestra :

Plasma citratado 1 mL

Sinonimo :

PT e INR

Examen : TIEMPO DE PROTROMBINA