

TOXOPLASMA AVIDEZ

Description

Meta Fields

Utilidad Clinica :

Permite diferenciar mejor que la determinación de la IgM, una infección aguda de la reciente no activa.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 2 dias

Dias De Procesamiento : Diario (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis e ictericia.

Estabilidad Y Preparacion :

5 dias a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 2mL

Sinonimo :

—

Examen : TOXOPLASMA AVIDEZ, ANTICUERPOS IGG