

VITAMINA D, 1,25-OH

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Prueba empleada para la medición de la forma bioactiva de la Vitamina D. Es utilizada también en diagnóstico diferencial de hipocalcemia y monitoreo de pacientes con osteodistrofia renal o insuficiencia renal crónica.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : 3 días

Dias De Procesamiento : Diario (REMITIDA A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

1 mes a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 3mL

Sinonimo :

Calcitriol

Examen : 1,25-OH VITAMINA D