

P-ANCA / C-ANCA (ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO)

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Existen dos tipos de anticuerpos bien definidos, unos citoplasmáticos o C-ANCA, y otros perinucleares o P-ANCA. Los primeros están asociados con la granulomatosis de Wegener (WG) y los P-ANCA, con compromiso renal.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis y lipemia

Estabilidad Y Preparacion :

7 días de 2 – 8°C. 1 mes a -20°C

Tipo De Muestra :

Suero – 500 ul

Sinonimo :

ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO

Examen : ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO