

ANTICUERPOS ANTI-SCL70

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Presentes en 20% a 40% de pacientes con escleroderma difuso.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis.

Estabilidad Y Preparacion :

8 horas a 18-25°C. 48 horas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – 500 ul

Sinonimo :

Topoisomerasa I Anticuerpos, Escleroderma Anticuerpos

Examen : ANTICUERPOS ANTI-SCL70