

ANTIGENOS FEBRILES

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Están recomendados para la detección de anticuerpos implicados en ciertos estados de enfermedad febril, como fiebre tifoidea causada por *Salmonella typhi* y *Salmonella enteritidis*, fiebre paratifoidea causada por *Salmonella paratyphi A* y *B*, brucelosis causada por *Brucella abortus* y el tifo causado por el género *Rickettsia*. Debido a la dificultad existente para el aislamiento de las *Rickettsia sp*, el antígeno empleado para la detección de anticuerpos es el de *Proteus OX-19*, por presentar reacción cruzada con bacterias del género *Rickettsia*.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

Estabilidad Y Preparacion :

8 días de 2 – 8°C. 3 meses a – 20 °C.

Tipo De Muestra :

Suero – 1 mL

Sinonimo :

WIDAL

Examen : ANTIGENOS FEBRILES