

BARBITURICOS

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

La detección de barbitúricos o de sus metabolitos en orina, indican exposición previa del paciente a dicha sustancia, es de utilidad en el diagnóstico de sobredosis.

Permanecen en el organismo de 24-48 horas posterior a la ingesta.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

—

Estabilidad Y Preparacion :

8 horas a 2-8°C. 48 horas a -20°C.

Tipo De Muestra :

Orina parcial – 10 mL

Sinonimo :

—

Examen : BARBITURICOS