

BETA-CTx

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Es de utilidad en el apoyo diagnóstico de osteoporosis, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget y malignidades que involucran al hueso. En conjunto con el N-telopéptido, es utilizado para el monitoreo de pacientes en tratamiento con medicamentos antirresortivos para controlar la osteoporosis.

Preparacion Del Paciente :

En ayunas

Tiempo Entrega Resultados : Semanal

Dias De Procesamiento : Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

1 dia a 20-25°C. 8 dias a 4-8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Plasma con EDTA – 500uL

Sinonimo :

Crosslaps, CTX

Examen : BETA-CTx (BETA-CROSSLAPS)