

CALCIO IONICO

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

La prueba es de utilidad en la evaluación de calcio libre, metabolismo de calcio, fracción de calcio fisiológicamente activo e hiperparatiroidismo. Niveles aumentados están asociados con hiperparatiroidismo y exceso de vitamina D. Niveles disminuidos en hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D y pseudohipoparatiroidismo.

Preparacion Del Paciente :

El paciente debe estar en ayunas y permanecer en reposo 30 minutos antes de la toma de la muestra.

Tiempo Entrega Resultados : Viernes

Dias De Procesamiento : Viernes

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

Estabilidad Y Preparacion :

3 días de 2 – 8°C. 1 mes a – 20 °C.

No usar torniquete.

Tipo De Muestra :

Suero- 500 uL

Sinonimo :

Calcio ionizado

Examen : CALCIO IONICO